

Prolásermed
Importación y distribución equipos médicos

TheraBlu

El Futuro Azul

Descubre la evolución del láser quirúrgico con **THERABLU**



Equipo para corte y coagulación de tejidos blandos, que simplifica y agiliza procedimientos quirúrgicos.

DMC
wecreatefuture



Tecnología innovadora de longitud de onda de 450 nm

- Posee propiedades **fotoangiolíticas** de los láseres en los espectros azul y verde.
- Ideal para **cirugías de corte en tejidos blandos** sin sangrado.
- **Láser azul** con alta afinidad por la hemoglobina.
- **Corta y coagula** de forma simultánea con el mínimo daño lateral.

THERABLU

O FUTURO É AZUL.

**Seguridad,
eficacia y
versatilidad**

Solicita
tu cotización
con nosotros.

**Envío a todo
Chile.**

THERABLU

laser cirúrgico

configurações

DHC Equipamentos - Copyright © 1993 - 2024

DHC

DHC

wecreatefuture